


A.インストール & PERFECT-Limo起動 & PERFECT-Limoのアンインストール

インストール手順

1.ブラウザで指定のURLにアクセスする

※URLについてはSWITCH-Lab.福田に確認してください。


2.「インストール」を選択



3.ダウンロードした「setup.exe」を起動する




もしダウンロード時に以下ののような警告が表示された場合、中止せずにダウンロードを継続する



4.「.NET FRAMEWORK」のインストール




5.以下の警告が表示されたら「インストール」を選択




6.インストールが完了すると自動的に起動され以下の警告が表示される。

「詳細情報」を選択する。



7.「実行」を選択する




8.起動時

※初回起動時に初期パスワード「password」を変更することをお勧めします。

9.インストールが完了するとデスクトップにアイコンが作成されます。

2回目以降のPERFECT-Limo起動はこのアイコンをクリックしてください。



※スタートメニューにも登録されます

アンインストール手順

1.スタートメニューから「設定」または「コントロールパネル」を選択する（どちらの方法でもアンインストール可能です）

